


**HEALTH  
LINE**
**HACCP**
**GELSOAP** *Aloe Vera*

Sabonete alcoólico desinfetante em gel para a lavagem rápida sem enxaguamento das mãos

### Generalidades

GELSOAP é um sabonete em gel para a **lavagem rápida sem enxaguamento** das mãos.

GELSOAP é uma formulação baseada em álcoois e cloreto de amónio didecylidimethyl pelas propriedades auto secante e desinfecção que não requer lavagem e deixa as mãos livres de viscosidade.

### GELSOAP:

- **É DERMATOLOGICAMENTE TESTADO**
- **CONTÉM ALOE VERA COM EFEITO HIDRATANTE E SUAVIZANTE**
- **NÃO CONTÉM PERFUMES:**
  - Para evitar qualquer fenómeno de alergenidade e / ou fenómenos de compatibilidade fraca com a pele ou a degradação
  - Pode ser utilizado pelo pessoal dos sectores hospitalares e alimentares

A utilização de GELSOAP garante uma ação higienizante imediata e amplo espectro.

Uma só lavagem com GELSOAP é suficiente para assegurar uma higienização óptima da pele.

*Um frasco de 100 ml é o fornecimento de 1 mês para um operador de limpeza profissional.*

*Deixa nas mãos uma agradável  
sensação de higiene*

**DERMATOLOGICAMENTE  
TESTADO**

**CONTÉM 60% DE ÁLCOOL  
E O PRINCÍPIO ATIVO DDAC**

### Campos de aplicação

Para evitar o risco de infeção usando GELSOAP depois de frequentar lugares públicos (escritórios, hospitais, escolas, restaurantes, academias, postos de gasolina, metropolitano, elevadores, sanitários, laboratórios, transportes públicos) e depois de tocar superfícies e objetos sujeitos em contato frequente com as mãos: canetas, teclados e ratos para computadores, telefones, corrimãos, mesas, painéis de elevadores e dinheiro.

GELSOAP também é usado por profissionais:

- Na indústria alimentar, no exercício de distribuição alimentar e na restauração coletiva para a higiene das mãos que entram em contacto com os alimentos para evitar a contaminação por germes patógenos, mesmo durante o ciclo de trabalho e na mudança de um alimento para um outro;
- Nas clínicas, hospitais, lares, laboratórios de análises, consultórios médicos, veterinários, gabinetes odontológicos e centros de estética para a limpeza e desinfecção das mãos evitando a infeção cruzada.

# GELSOAP

## Modo de utilização

GELSOAP é fornecido em três embalagens:

- frasco de 1 lt. com doseador
- frasco de 500 ml. com doseador
- bolsa de 800 ml.

Estas embalagens evitam a contaminação ambiental e a contaminação pelo manuseio e transferência.

Para distribuir, pressione o doseador, colocando uma mão sob o bico para recolher o sabonete. Esfregue as mãos até secar, com especial atenção para as unhas. Não é necessário lavar as mãos antes de usar GELSOAP, apenas em uma única operação, limpa e desinfeta as mãos. Use uma escova para limpar cuidadosamente as unhas.

## Precauções recomendadas para os profissionais:

Usar as unhas curtas e sem verniz, evitar unhas artificiais, remover relógios, pulseiras, anéis, pulseiras de modo a ter durante o trabalho o antebraço, os pulsos e as mãos livres.

## Caraterísticas Técnicas

COMPOSIÇÃO	álcool, didecildimetilammonio cloruro
ASPECTO FISICO	gel transparente incolor
PERFUME	caraterístico
PESO ESPECIFICO	0,88
pH tal qual	6,5 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	completa

## Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto é inflamável. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água.

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

**Este produto está em conformidade com os requisitos da União Europeia relativos a produtos cosméticos**



6 frascos da 1 lt. com doseador  
10 frascos de 500 ml. com doseador  
6 bolsas de 800 ml.

## Informações adicionais

Evitar o gelo. Conservar à temperatura entre os 0 e 30°C.

